


14 - Check List de Segurança: para que todo o sistema entre em operação, o operador ainda confirma no aplicativo os seguintes comandos:

- Confirmando que o equipamento está posicionado;
- Confirmando que o ambiente está livre de pessoas;
- Confirmando que todas as portas e janelas estão fechadas;
- Confirmando que o cavalete/barreira de contenção está posicionado, bloqueando o acesso;
- Confirmando que o ambiente está livre de riscos para operador e demais pessoas ao redor.



CONTATO

+ 55 48 30474007 | vendas@elroimedical.com.br

Rua Brasilpinho, 281 - Kobrasol, São José | SC

Desenvolvido por:

